

# Covid-19: Welche Maske hilft bei was?


Details ↓	Maskentyp					
		Mund-Nasen-Maske	FFP2 / FFP3 ohne Ventil	FFP2 / FFP3 mit Ventil	Selbstgenäht aus Baumwolle	Schal / Halstuch
	Schützt den TRÄGER ?	etwas	ja	ja	etwas	wenig
Schützt das UMFELD ?	etwas	ja	nein	etwas	wenig	

Robert-Daum-Platz 2 · 42103 Wuppertal · [www.tannenberg-apotheke.com](http://www.tannenberg-apotheke.com) · Telefon (0202) 870074 0 Fax 69



## Tannenberg Apotheke

B. König & A. Marquardt oHG



[email@tannenberg-apotheke.com](mailto:email@tannenberg-apotheke.com) · [shop.tannenberg-apotheke.com](http://shop.tannenberg-apotheke.com)

Details ↓				
	<b>Maskentyp / Eigenschaften</b>	<b>Mund-Nasen-Maske</b>	<b>Filterierende Halbmasken FFP2 und FFP3</b>	<b>Selbstgebastelte Community-Maske</b>
	<b>Abkürzung / Synonym</b>	MNS / OP-Maske	FFP2: 94% Partikelfilterung FFP3: 99% Partikelfilterung	DIY-Maske; BEHELFS-Mund-Nasen-Maske
	<b>Verwendungszweck</b>	vorrangig FREMDSCHUTZ; im Klinikbereich benötigt	vorrangig SELBSTSCHUTZ; auch für FREMDSCHUTZ	vorrangig FREMDSCHUTZ; PRIVATER GEBRAUCH
	<b>Schutzwirkung</b>	Schutz der Umgebung, vor allem der Risikogruppen; der Träger verteilt weniger Viren/Bakterien	Bester Schutz des Trägers für sich selbst (und die Umgebung) vor festen und flüssigen Aerosolen	i.d.R. nicht nachgewiesen; durch das Tragen kann der Tröpfchenauswurf reduziert werden und die Masken können das Bewusstsein für „social distancing“ und achtsamen gesundheitsbezogenen Umgang miteinander unterstützen
<b>Hinweise</b>	Innenseite der Maske nie mit den Händen berühren  bei Durchnässung entsorgen oder bei 80 Grad 30 min im Backofen wieder aufbereiten	Innenseite der Maske nie mit den Händen berühren  bei Durchnässen entsorgen oder bei 80 Grad 30 min im Backofen wieder aufbereiten	Innenseite der Maske nie mit den Händen berühren  nach einmaligem Gebrauch bei 60 Grad waschen und heiß bügeln	